

AUDIOMÈTRE



# ENTREZ DANS UN MONDE SANS FIL **AUDIOLYSER® ADL CONNECT**



## DÉPISTAGE ET CONTRÔLE DE LA FONCTION AUDITIVE

AUDIOMÈTRE TONAL DE CLASSE 4

- ▶ Connectivité filaire et Bluetooth
- ▶ Bouton réponse à haute fiabilité
- ▶ Gain de temps : jusqu'à 4 examens en parallèle
- ▶ Station d'accueil multifonctions



CE  
0459





Holmco  
PD81

RadioEar  
DD65

2 MODÈLES  
DE CASQUES  
DISPONIBLES

# SÉCURITÉ ET INTEROPÉRABILITÉ EN TÊTE

Audiolyser® ADL Connect intègre un mode de fonctionnement **sans base de données locale, renforçant la sécurité des données**. Il offre une interopérabilité étendue avec les formats GUEST (anciens et nouveaux), iodata et GDT, facilitant son intégration dans les systèmes existants. Une **double authentification utilisateur** et la **compatibilité avec les dossiers médicaux électroniques**  viendront enrichir le dispositif à compter du 4<sup>e</sup> trimestre 2025. Cette conception répond aux exigences croissantes en matière de cybersécurité et d'interopérabilité en milieu médical.


## ASSISTANCE VOCALE MULTILINGUE



L'audiomètre est équipé de l'Assistance Vocale Multilingue qui permet de **communiquer les instructions** de l'examen directement au patient dans **la langue de votre choix**. Les tests peuvent se réaliser en automatique et permettre à l'opérateur de **gagner du temps**.

**Plus de 25 langues incluses** : Arabe, Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Thaï, entre autres.

## LOGICIEL AUDIOWIN®



LES +

Exemple  
de rapport  
Sigycop

- ▶ Interface ergonomique avec navigation simplifiée.
- ▶ Assistant de démarrage et module d'autoformation intégrés.
- ▶ Mises à jour logicielles automatiques.
- ▶ Rapports PDF personnalisables.
- ▶ Rétrocompatibilité avec les systèmes antérieurs (Audiolyser® ADL20).
- ▶ Vérification automatisée quotidienne avec enregistrement pour plus de traçabilité. (T4 2025)
- ▶ Surveillance du bruit ambiant pendant l'examen. (T4 2025)

### ▶ Numerous index calculations:

Perte auditive asymétrique, MP42 (pondérée), MP42, IPA, HSE, MPB2002, MERLUZZI 1979, Perte auditive moyenne, critères SNCF, SIGYCOP : évaluation des seuils auditifs correspondant à la lettre O, utilisée pour déterminer l'aptitude médicale d'un individu à servir dans l'armée française ou chez les pompiers (SDIS).

Logiciel fourni avec l'appareil, 1 licence par poste



**83%** des français gênés  
par le bruit le sont sur leur  
lieu de travail

(Enquête Ifop – JNA 2022 Bruit et santé)

L'**hypoacousie** est un type de surdité reconnue comme une **maladie professionnelle**. Elle est inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles du Décret n° 63-405 du 10/04/1963, mis à jour le 25/09/2003. Elle est diagnostiquée suite à une audiométrie faisant apparaître sur la meilleure oreille un **déficit d'au moins 35 dB**, réalisée après cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours (Source INRS).

VOTRE DISTRIBUTEUR



## ACCESSOIRES (inclus avec votre appareil)

- 1 boîte de bonnettes biocompatibles à usage unique (Préserve la durée de vie de vos coussinets, plus hygiénique et n'atténue pas le son)
- 1 housse de transport

\* pour l'achat d'un appareil Audiolyser® ADL Connect  
Port de bonnettes obligatoire.

**2**  
ANS  
DE GARANTIE  
ADL CONNECT



51 rue Antoine Primat - CS 60194  
69625 Villeurbanne Cedex France

Tél +33 (0)4 72 34 89 89  
Fax +33 (0)4 72 33 43 51  
contact@fim-medical.com

**CE**  
0459