

LÁTÁSSZÚRÓ



LÉPJEN BE EGY MÁSIK DIMENZIÓBA! **VISIOLITE® 4K**

A LÁTÁSSZAVAROK SZÚRÉSE

- Egyszerű, gyors és teljes körű
- Teljesen személyre szabható és automatizálható
- 4K minőségű tesztek
- Szűrőpróbaszerű látásélesség-vizsgálatok



CSÚSTECHNOLÓGIA AZ ÖN JOBB KISZOLGÁLÁSA ÉRDEKÉBEN

A **Visiolite® 4K** a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok és a preventív orvoslás szakemberei számára tervezett készülék. A készülék az optikát, az elektronikát és a számítástechnikát ötvöző, szabadalmaztatott technológiák koncentrációja, amely lehetővé teszi a **látásélesség mérését** és a **főbb látásproblémák kiszűrését**.



- 1 **Az 5 hüvelykes 4K LCD** képernyő páratlan élességet és képminőséget kínál, miközben nagyfokú rugalmasságot és a tesztek testreszabhatóságát (fényerő, távolság, optotípusok stb.) nyújtja.
- 2 **A progresszív lencsék viselői számára is alkalmas**
A páciens tekintetét egyszerűen leengedve a távoli látásról a közeli látásra vált.
- 3 **Érzékeny szenzor és eltávolítható homloktámasz** biztosítja az arc optimális pozicionálását.
- 4 **Teljes látómező-elemzés**
Egy szabadalmazott motoros rendszer segítségével tesztelhető a vízszintes, függőleges, orr- és középmező (30° alatti 64 LED).
- 5 **Be/Ki kapcsoló**
A készülék a hálózathoz való kihúzás nélkül kikapcsolható.
- 6 **Csúszásmentes súlyozott láb** a készülék stabilitásának biztosítása érdekében

SZÁMOS LEHETŐSÉG a VisioWin® segítségével

Az intuitív **VisioWin®** szoftver alkalmazása gyorsan és hatékonyan elsajátítható, így a vizsgálatokat néhány perc alatt elvégezheti.

- Személyre szabott teszt sorozatok létrehozása szakmai csoportonként.
- Pontozás alkalmazása az eredmények könnyebb olvashatósága érdekében.
- A kezelőnek és a betegnek adott utasítások személyre szabása.
- 1 kattintással technikai információk küldése a technikusunknak, ha segítségre van szüksége.
- Támogatás az eredmények értelmezéséhez és szekvenciák létrehozásához.



VisioWin® A +OK

Új

- Vizsgálati összehasonlító funkció.
- A számítógépes munkaállomások konfigurálását megkönnyíti az Ön paramétereinek egy kattintással történő importálásával és exportálásával.
- GATEWAY: az eredmények továbbításának egyszerűsítése szakmai szoftvercsomagokkal.
- A páciens által látott vizsgálatok megjelenítése a vizsgálat során.
- Szűrőpróbaszerű látásélesség-vizsgálatok a memorizálás elkerülése érdekében

VIZSGÁLAT-CSOMAGOK

TELJESEN SZEMÉLYRE SZABHATÓ ÉS BŐVÍTHETŐ

A **Visiolite® 4K** világa a vizsgálatok széles tárházát kínálja Önnek, így nem megy el egyetlen fontos kórkép mellett sem. Miként az Ön szakmája is változik, mi is változunk..

1-2. Látásélesség 0,5 > 12/10

3. Contraste

4. Champ périphérique

5. Teljes látómező

6. Couleurs

7. Fóriák

8. Fúziós vizsgálat

9. Reliefek

10. Amsler

11. Duokróm

12. Szemtengelyferdülés

HASONLÍTSA ÖSSZE A MODELLEKET

ÉS VÁLASSZA KI A SAJÁTJÁT!

VIZSGÁLAT-CSOMAGOK	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Ostrina – ABC	•	•	•	•		•	•	•
Látásélesség – 123	•	•		•	•	•		•
Látásélesség – E de Raskin					•	•	•	•
Látásélesség – Landolt (4 pozíció)	•	•	•	•			•	•
Látásélesség – Landolt (8 pozíció)					•	•		
Amsler	•	•	•	•	•	•	•	•
Szettengelyferdülés	•	•	•	•	•	•	•	•
Gyengénlátás - ABC (monokuláris)	•	•	•	•			•	•
Gyengénlátás – Landolt (8 pozíció) (monokuláris)					•	•		
Teljes látómező	•	•	•	•	•	•	•	•
Duokróm piros/zöld	•	•			•	•	•	•
Fúziós vizsgálat	•	•	•	•	•	•	•	•
Távollátás ABC + 10	•	•	•	•			•	•
Távollátás E + 10					•	•		
Távollátás Landolt (4 pozíció)+ 10							•	•
Mezopikus	•	•	•	•	•	•	•	•
Mezopikus Landolt (8 pozíció)					•	•		
Fóriák	•	•	•	•	•	•	•	•
A standard színek érzékelése	•	•	•	•	•	•	•	•
Reliefek	•	•	•	•	•	•	•	•
Vakításállóság*		•		•		•		•
Vakításérzékenység*		•		•		•		•
Kontraszt-érzékenység - ABC	•	•	•	•			•	•
Kontraszt-érzékenység – Landolt (8 pozíció)					•	•		

Többféle távolság választható, a választott modelltől függően. A csomagok és a vizsgálatok felsorolása nem teljes kör. Személyre szabott megoldásért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk!

*Az érzékenység, a vakításállóság és a központi látótér vizsgálatok nem érhetők el a távirányítóval.

A TÖBBI MODELLJEINK: emellett a gyermekek látásszűréséhez és a járművezetői vizsgákhoz is kínálunk vizsgálati csomagokat. További információért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!

IRÁNYÍTSA A GÉPÉT!

TELJES EGYSZERŰSÉGGEL

Úton van? Nincs számítógépe?

Használja az **LCD távirányítót** annak **széles érintőképernyőjével**, hogy egyetlen kattintással indíthasson el egy vizsgálatot vagy egy vizsgálat-sorozatot. A központi látótérvizsgálatok, vakításérzékenységi és vakításállósági vizsgálatok csak számítógépes verziókon érhetők el.

Időhiány?

Használja a **VisioClicker®** a vizsgálatok, a **hangutasítások** automatizálásához, az Ön által választott nyelven (francia, angol, német, spanyol, holland, olasz, lengyel, portugál, török, arab stb.), így a **kezelő jelenléte opcionális**.



KIEGÉSZÍTŐK (a készülékhez mellékelve)

Egyszer használatos arcvédők (megvásárolt készülékenként egy doboz ajándékba)

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK (nem tartozék)

- Hordozótáska
- Védőhuzat



AZ ÖN FORGALMAZÓJA