

SCREENING VISIVO



ENTRA IN UN'ALTRA DIMENSIONE **VISIOLITE® 4K**

SCREENING DEI PROBLEMI DELLA VISTA

- Semplice, rapido e completo
- Completamente personalizzabile e automatizzabile
- Test in qualità 4K
- Test di acuità visiva casuali



UNA TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA PER SERVIRTI MEGLIO

Visiolite® 4K è un dispositivo progettato per i servizi di medicina del lavoro e per i professionisti della medicina preventiva. Si tratta di un concentrato di tecnologie brevettate che combinano ottica, elettronica e informatica, permettendo di **misurare l'acuità visiva** e di **individuare i principali problemi di vista**.



- 1 Lo schermo LCD 4K da 5 pollici** offre una nitidezza e una qualità d'immagine senza pari, offrendo allo stesso tempo una grande flessibilità e personalizzazione dei test (luminosità, distanza, optotipi, ecc.).
- 2 Adatto a chi porta lenti progressive**
Il paziente passa dalla visione da lontano alla visione da vicino semplicemente abbassando lo sguardo.
- 3 Il sensore tattile e il supporto frontale amovibile** assicurano un posizionamento ottimale del viso
- 4 Analisi completa del campo visivo**
Un sistema motorizzato brevettato è in grado di testare il campo orizzontale, verticale, nasale e centrale (64 LED sotto i 30°)
- 5 Interruttore On/Off**
L'apparecchio può essere spento senza doverlo scollegare.
- 6 Piede zavorrato antiscivolo** per garantire la stabilità del dispositivo



TANTISSIME POSSIBILITÀ con VisioWin®

VisioWin®, software intuitivo, si impara a usare rapidamente, per metterti in grado di svolgere i tuoi esami in pochi minuti.

- Creare sequenze di test secondo le categorie di lavoro testate.
- Applicare un punteggio per facilitare la lettura dei risultati.
- Personalizzare le istruzioni date all'operatore e al paziente.
- Inviare le informazioni tecniche con un solo clic al nostro tecnico quando hai bisogno di assistenza.
- Supporto per l'interpretazione dei risultati e la creazione di sequenze.

Novità


VisioWin® I VANTAGGI

- Funzione confronto di esami.
- Facilita la configurazione dei tuoi desktop informatici importando ed esportando le tue impostazioni con un solo clic.
- GATEWAY: trasmissione semplificata dei risultati con pacchetti software di settore.
- Visualizzazione dei test visti dal paziente durante l'esame.
- Test di acuità visiva casuali per prevenire la memorizzazione.

PACCHETTI DI TEST

COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI E AGGIORNABILI

Il mondo **Visiolite® 4K** ti offre un'ampia scelta di test in modo da non lasciare passare inosservata alcuna patologia importante. La tua professione si evolve, e anche noi con lei.



CONFRONTA I MODELLI

E SCEGLI QUELLO CHE FA AL CASO TUO

PACCHETTI DI TEST	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Acuità - ABC	•	•	•	•		•	•	•
Acuità - 123	•	•		•	•	•		•
Acuità - E di Raskin					•	•	•	•
Acuità - Landolt (4 posizioni)	•	•	•	•			•	•
Acuità - Landolt (8 posizioni)					•	•		
Griglia di Amsler	•	•	•	•	•	•	•	•
Astigmatismo	•	•	•	•	•	•	•	•
Ipovisione - ABC (monoculare)	•	•	•	•			•	•
Ipovisione - ABC (8 posizioni) (monoculare)					•	•		
Campo visivo completo	•	•	•	•	•	•	•	•
Test duochrome rosso/verde	•	•			•	•	•	•
Fusione	•	•	•	•	•	•	•	•
Ipermetropia ABC + 1Δ	•	•	•	•			•	•
Ipermetropia E + 1Δ					•	•		
Ipermetropia Landolt (4 posizioni) + 1Δ							•	•
Visione mesopica	•	•	•	•	•	•	•	•
Visione mesopica Landolt (8 posizioni)					•	•		
Forie	•	•	•	•	•	•	•	•
Percezione dei colori standard	•	•	•	•	•	•	•	•
Rilievi	•	•	•	•	•	•	•	•
Resistenza all'abbagliamento		•		•		•		•
Sensibilità all'abbagliamento		•		•		•		•
Sensibilità ai contrasti - ABC	•	•	•	•			•	•
Sensibilità ai contrasti - Landolt (8 posizioni)					•	•		

Sono disponibili diverse distanze, a seconda del modello scelto. *I pacchetti e i test non sono esaustivi.*

Per una soluzione personalizzata, contattaci.

*I test di sensibilità, resistenza all'abbagliamento e campo visivo centrale non sono disponibili con il telecomando.

I NOSTRI ALTRI MODELLI: Offriamo anche pacchetti di test dedicati allo screening della vista dei bambini e per le patenti di guida. Per maggiori informazioni, contattaci.

PILOTA IL TUO DISPOSITIVO IN TUTTA SEMPLICITÀ

Sei in viaggio? Non hai un computer?

Usa il **telecomando LCD** con il suo **ampio touch screen** per avviare un test o una sequenza di test con un solo clic. I test di campo visivo centrale, di sensibilità e resistenza all'abbagliamento, sono disponibili unicamente su versioni computerizzate.

Mancanza di tempo?

Usa **VisioClick®** per automatizzare i tuoi test; le istruzioni vocali nella lingua di tua scelta (francese, inglese, tedesco, spagnolo, olandese, italiano, polacco, portoghese, turco, arabo...) **rendono opzionale la presenza di un operatore.**



ACCESSORI (forniti in dotazione con il dispositivo)

Schermi facciali monouso
(1 confezione in omaggio
per ogni dispositivo acquistato)



ALTRI ACCESSORI (non forniti in dotazione)

- Custodia da trasporto
- Custodia protettiva

IL TUO DISTRIBUTORE

2
ANNI
GARANZIA
VISIOLITE



51 rue Antoine Primat
69100 Villeurbanne

Te@l +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

