

VISUSTESTER



BETREED
EEN ANDERE
DIMENSIE

VISIOLITE® 4K

**SCREENING VAN
VISUELE AFWIJKINGEN**

- Eenvoudig, snel en volledig
- Volledig personaliseerbaar en automatiseerbaar
- Tests in 4K-kwaliteit
- Wisselende tests voor gezichtsscherpte



CE



GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE OM U BETER VAN DIENST TE ZIJN

De **Visiolite® 4K** is een apparaat voor de medische zorgverlening, voor op de werkplek en voor specialisten in de preventieve gezondheidszorg. Dit is een cluster van gepatenteerde technologieën die een combinatie vormen van optica, elektronica en informatica **waarmee de gezichtsscherpte kan worden gemeten en de belangrijkste zichtproblemen kunnen worden opgespoord**.

- 1 **Scherm 4K LCD 5 inch biedt** een ongeëvenaarde helderheid en beeldkwaliteit samen met veel flexibiliteit en personalisering van tests (helderheid, afstand, optotypen e.d.).
- 2 **Geschikt voor dragers van een progressieve bril**
De geteste persoon gaat van verziendheid over op bijziendheid door eenvoudig naar beneden te kijken.
- 3 **Een gevoelige detector & ergonomische ondersteuning aan de voorzijde** staan garant voor een optimale positie van het gezicht.
- 4 **Analyse van het volledige gezichtsveld**
Een gepatenteerd gemotoriseerd systeem maakt het testen van het horizontale, verticale, nasale en centrale veld mogelijk (64 leds minder dan 30°).
- 5 **On/Off-schakelaar**
Het toestel kan worden uitgeschakeld zonder de stekker uit het stopcontact te halen.
- 6 **Antislipvoet** om de stabiliteit van het toestel te garanderen.



TALRIJKE MOGELIJKHEDEN met VisioWin®

De **VisioWin®** software is intuïtief, u kunt er snel en effectief mee aan de slag om uw onderzoeken binnen een paar minuten uit te voeren.

- Creëer een testreeks op basis van geteste werk categorieën.
- Pas een scoring toe om het aflezen van de resultaten te vergemakkelijken.
- Personaliseer instructies voor de operator en patiënt.
- Verstuur de technische informatie met één klik naar onze technisch expert als u hulp nodig hebt.
- Ondersteuning bij de interpretatie van de resultaten en bij de creatie van sequenties.




VisioWin® DE PLUSPUNTEN

- Vergelijkingsfunctie onderzoeken.
- Vergemakkelijkt de configuratie van uw werkposten door uw parameters met één klik te importeren en exporteren.
- GATEWAY: vereenvoudiging van de doorzending van de resultaten met de vaksoftware.
- Visualisering van de zichttesten door de patiënt tijdens het onderzoek.
- Wisselende testen voor gezichtsscherpte om memoriseren te voorkomen.

TESTPAKKETTEN

VOLLEDIG PERSONALISEERBAAR EN EVOLUTIEF

De wereld van **Visiolite® 4K** biedt u een breed scala aan van tests om geen enkele ziekte onopgemerkt te laten. Uw vak evolueert, het onze ook.



VERGELIJK EN KIES UW MODEL

TESTPAKKETTEN	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Gezichtsscherpte - ABC	•	•	•	•		•	•	•
Gezichtsscherpte - 123	•	•		•	•	•		•
Gezichtsscherpte - Raskin E					•	•	•	•
Gezichtsscherpte - Landolt (4 posities)	•	•	•	•			•	•
Gezichtsscherpte - Landolt (8 posities)					•	•		
Amsler	•	•	•	•	•	•	•	•
Astigmatisme	•	•	•	•	•	•	•	•
Low vision - ABC (monoculair)	•	•	•	•			•	•
Low vision - Landolt (8 posities) (monoculair)					•	•		
Volledig gezichtsveld	•	•	•	•	•	•	•	•
Duochroom rood/groen	•	•			•	•	•	•
Fusie	•	•	•	•	•	•	•	•
Hypermetropie ABC + 1Δ	•	•	•	•			•	•
Hypermetropie E + 1Δ					•	•		
Hypermetropie Landolt (4 posities)+ 1Δ							•	•
Mesopisch zicht	•	•	•	•	•	•	•	•
Mesopisch zicht Landolt (8 posities)					•	•		
Phorias	•	•	•	•	•	•	•	•
Standaardperceptie kleuren	•	•	•	•	•	•	•	•
Reliëfs	•	•	•	•	•	•	•	•
Weerstand tegen verblinding*		•		•		•		•
Gevoeligheid voor verblinding*		•		•		•		•
Gevoeligheid voor contrasten - ABC	•	•	•	•			•	•
Contrastgevoeligheid - Landolt (8 posities)					•	•		

Naargelang het gekozen model zijn er meerdere afstanden beschikbaar. *Pakketten en testen niet uitputtend.*

Neem contact met ons op voor een gepersonaliseerde oplossing.

*De gevoeligheidstesten, testen voor weerstand tegen verblinding en testen voor het centrale gezichtsveld zijn niet beschikbaar met de afstandsbediening.

ONZE ANDERE MODELLEN: Wij bieden ook testpakketten aan voor oogmetingen bij kinderen en voor rijbewijskeuringen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

BEDIEN UW TOESTEL IN ALLE EENVOUD

Bent u onderweg? Heeft u geen computer?

Gebruik de **LCD-afstandsbediening** of het **grote touchscreen** om met een enkele klik een test of een serie tests op te starten. De testen inzake het centrale gezichtsveld, gevoeligheid voor verblinding en weerstand tegen verblinding zijn alleen beschikbaar op computergestuurde versies.

Geen tijd?

Gebruik **VisioClick®** om uw tests te automatiseren, de steminstructies in de taal van uw keuze (Frans, Engels, Duits, Spaans, Nederlands, Italiaans, Pools, Portugees, Turks, Arabisch e.d.) maken **de aanwezigheid van de operator optioneel**.



ACCESSOIRES

(meegeleverd met uw apparaat)

Hygiënisch gezichtsmasker voor eenmalig gebruik (één gratis doos bij aanschaf apparaat)



ANDERE ACCESSOIRES

(niet meegeleverd)

- Transportkoffer
- Beschermhoes

UW DISTRIBUTEUR

